<u>English</u>	2
<u>French</u>	18
<u>Spanish</u>	34
<u>German</u>	50
<u>Portuguese</u>	66
<u>Italian</u>	82
<u>Swedish</u>	98
<u>Dutch</u>	114
Japanese	130



DEXIS-exocad integration setup



User accounts you need



□ IS Connect account



 \Box exocad DB account



 \Box exocad dentalshare account



Do you have a dentalshare account?



DEXIS

Create dentalshare account





- Open exocad DB
- Click on load button

• Select any project and load it





Click the dentalshare icon



• Click on 'create account'



exocad Denta(08.3.2 Eletisna 8820 [Version 3.2 Engine build 8820] [-04-86-]	- = ×		deptalshare: action required
New Seve Duplicate Indication and Materials Or exceed default	Actions 😩 🌣 🗘 🖗		dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com> $\bigcirc \bigcirc \land Reply \land Reply \land All \rightarrow Forward$</dentalshare@exocad.com>
Select the next action from the toolbar on the right	Design		To O <your account="" email="" exocad=""> Tue 1/30/2024 1:21 PM</your>
	Model Creator		통출 Translate message to: French Never translate from: English Translation preferences
dentist dev V 00123 Registration	Manufacture		Start your reply all with: I accept! This link does not work. Completed. (i) Feedback
L Name			Dear <pre><pre>Sear </pre></pre>
Technician ID	dentalshare		Please accept the terms and conditions for using dentalshare at :
Notes Invitation	Сору		https://urldefense.com/v3/_https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=eexfirm-mail&token=7dbb3fb5-b034-4b19-
Type notes here	Print		nCuwySvCJTtkdUo877z0UOnDL3EMQKSh8wBOUz9xkEyXvk4PFw4Kzkbg7YqWE\$
The name full practice		$ \times $	Your login information:
			Group: exocad
Formelage 2			Login:
			Yours sincerely,
Scan C40 C40 Tooth shade C40 C41	exocad		This is an automatically generated message-
	v3.2.8820/64		

- Fill in requested information
- Click 'create account'
- An email is sent to your exocad account email

• Click on link provided in the dentalshare email to accept dentalshare terms and conditions







- Ensure your dentalshare account is configured to accept design requests
- Click on 'save changes'



IS Connect dentalshare setting







• Sign in IS Connect

• Click on setting icon



11

DEXIS IS Connec	ct	F 4 24 ¢ (?)
Search a case number, a patient or	r partner. MCQ-7128	
22/03/2024		Status Transferred
MCQ-7128	15:24	Status Itansierreu
Transferred		te.arper@gmail.com) 🔻
13/03/2024	Settings	A 124
MCN-7977		Laboratory Display Form CAD Platform 24
11/03/2024		
MCM-7954	Fields marked with * are required	
Transferred	ricido marico mar are required.	
MCM-7930	Name * sams	seborn (prod)
Transferred		
21/02/2024	Email * smss	sebom@gmail.com 🔍 🗇 🛱 … 🛔
MBP-9987		
Transferred		
MBP-9963		
Transferred		3)
MBP-9957		
Transferred		
MBP-9734		
Transferred		
30/01/2024	Cancel	Save
MAR-8624		Prescription
Transferred	Kate Arper	
MAR-8598	10:20	$(12)^{(12)}_{(13)}$ $(23)^{(12)}_{(23)}$
Transforrad	Voto Armor	14 (24)
C)	115 cases	
Last update few second	ls ago	

Click on' CAD Platform' tab



• Type your dentalshare ID





• Switch the button



- The button changes to 'pending' state
- You may quit IS Connect and wait for a dentalshare invitation





dentalshare contact request



dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com> To <your exocad email account>

To <your exocad email account> Tanslate message to: French Never translate from: English Translation preferences

Ś

© | S

Ū,

...

3:27 PM

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link: <u>https://url/tefense.com/v3/_https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-</u> <u>contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-</u> <u>8fd032fd02ea ;!!!kTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmK</u> <u>WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZZb3Ac\$</u>

if you do not, please click this link: <u>https://urldefense.com/v3/_https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-</u> <u>contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-</u> <u>8fd032fd02ea ;!!lkTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iC2fyAwTxcVwGY_eugcClCBxJedErYEORJScjeid3kQUmK</u> WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30\$

Yours sincerely, dentalshare service

-- This is an automatically generated message --

- You receive a dentalshare invitation from DEXIS IS Connect account
- Click on the link to accept it



- You invitation is confirmed
- You may close the dentalshare screen





- After you have accepted the dentalshare DEXIS IS Connect invitation, the exocad button in IS Connect setting will switch from pending to 'ON'
- A delay may be observed
- The integration is now registered





- You must be logged in dentalshare while in exocad DB to make the integration active
- Dentalshare opens, you may close it
- IS Connect cases sent to your lab will now be delivered as dental project imported into your exocad DB





 Sign in dentalshare from exocad DB with your dentalshare ID and select 'sign in automatically



© Dental Imaging Technologies Corporation. DEXIS is a trademark or registered trademark of Dental Imaging Technologies Corporation. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved; CPD-069-04797 revA

Instructions pour l'intégration DEXIS-exocad



Comptes nécessaires







🗆 IS Connect

□ exocad DB

□ exocad dentalshare



Avez-vous un compte dentalshare ?



DEXIS

Créer un identifiant dentalshare





- Ouvrir la DB exocad
- Cliquez sur le bouton charger

• Sélectionnez n'importe quel projet et chargez-le





Cliquez sur l'icône dentalshare



• Cliquez sur 'créer un compte'



exoced DentaDB 12 Elefana 8520 [Version 3.2 Engine build 8520] [-64-81-]	= = ×	
▶ New ► Load ► Serve ► Duplicate Indication and Materials O Imported from project file - exceed default	Actions 🛓 🏟 崎 💿	
Select the next action from the toolbar on the right 24/04/2024 15:20 Due Case ID 0 Case ID 0	Design	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
dentist dev v 10 00123 Registration	Manufacture	Start your reply all with: I accept! This link does not work. Completed. i) Feedback
L Name 	dentalshare	Dear <your dentalshare="" name="" user=""></your>
Technician To Technician	Сору	Please accept the terms and conditions for using dentalshare at :
Notes Deviations* ("multiple:end-operations" ("multiple:end-operations"	Print	https://urldefense.com/v3/_https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=certifirm-mail&token=7dbb3fb5-b034-4b19- 82a3-ca2f8ce35774_;!!!kTG1FgAtTwi309am78!5rGRUpe2Bkxro1iVeMV1JRW08-QC
Type notes here		
		Your login information:
Homepage		Group: exocad Login:
Create account Cancel		Yours sincerely,
		dentalshare service
Scen 0.0 Tooth shade Bcan more	overed	This is an automatically generated message-
Capital Impression scan	exocad v3.2:6820/64	

- Remplir les informations demandées
- Cliquez sur « créer un compte ».
- Un courriel est envoyé à l'adresse de votre compte exocad.

• Cliquez sur le lien fourni dans le courriel de dentalshare pour accepter les termes et conditions de dentalshare







- Assurez-vous que votre compte dentalshare est configuré pour accepter les demandes de conception.
- Cliquez sur « enregistrer les changements »



Activer l'intégration exocad dans IS Connect





Connectez-vous à IS Connect



• Cliquez sur l'icône des paramètres



DEXIS IS Connect		H	< 🙁 \$ (?
\wp Search a case number, a patient or pa	rtner. MCQ-7128		
22/03/2024			
MCQ-7128	15:24	Status Transferred	
Transferred		te.arper@gm	ail.com) 🔻
13/03/2024	Settings	× 124	
MCN-7977	Lobo	vB0092	
Transferred	Labo	atory Display Point Cab Platform	
11/03/2024			
MCM-7954	Fields marked with * are required.		
Iransterred			
MCM-7930	Name * sam sebor	n (prod)	9. 🖡 💼 🖷
Transferred	Email * smsseborn	@omail.com	
21/02/2024			
MBP-9987			
Iransterred		M -	EXIS
MBP-9963			EXIS
Transferred		\$)	
MBP-9957			
Transferred			
MBP-9734			
Transferred	Cancel	Sava	
30/01/2024	Cancer	Jave	
MAR-8624		Prescription	
Transferred	Kate Arper	·	
MAR-8598	10:20		
Transforrad	Kata Armar	14 (24)	
C)	115 cases		
Last update few seconds ac	00		

Cliquez sur l'onglet 'CAD Platform'



• Tapez votre ID dentalshare





• Appuyer sur le bouton



- Le bouton passe à l'état « en attente ».
- Vous pouvez quitter IS Connect et attendre une invitation dentalshare.





dentalshare contact request



dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com> To <your exocad email account>

Translate message to: French Never translate from: English Translation preferences

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link: <u>https://url/defense.com/v3/_https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-</u> <u>contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-</u> <u>8fd032fd02ea</u> ;!!lkTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcClCBxJedErYEORJScjeid3kQUmK WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZZb3Ac\$

~

© | S

Ū,

...

3:27 PM

if you do not, please click this link: https://urldefense.com/v3/__https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=declinecontact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea ;!!!kTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcClCBxJedErYEORJScjeid3kQUmK WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30\$

Yours sincerely, dentalshare service

-- This is an automatically generated message --

- Vous recevez une invitation dentalshare du compte DEXIS IS Connect
- Cliquez sur le lien pour l'accepter



- Votre invitation est confirmée
- Vous pouvez fermer les écrans dentalshare





- Après avoir accepté l'invitation dentalshare DEXIS IS Connect, le bouton exocad dans les paramètres d'IS Connect passera de « en attente » à « activé ».
- Un délai peut être observé.
- L'intégration est maintenant enregistrée





- Vous devez être connecté à dentalshare pendant que vous êtes dans la DB exocad pour rendre l'intégration active.
- Dentalshare s'ouvre, vous pouvez le fermer.
- Les cas envoyés a votre laboratoire sont désormais delivrés au format .dentalproject et importés dans exocad





 Connectez-vous à dentalshare à partir d'exocad DB avec votre ID dentalshare et sélectionnez 'sign in automatically'.





© Dental Imaging Technologies Corporation. DEXIS is a trademark or registered trademark of Dental Imaging Technologies Corporation. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved; CPD-069-04797 revA

Instrucciones de integración DEXIS-exocad



Cunta necesaria







🗆 IS Connect

□ exocad DB

□ exocad dentalshare



¿Tiene una cuenta dentalshare?



DEXIS
Crear un dentalshare ID





- Abrir exocad DB
- Haga clic en el botón cargar

• Seleccione cualquier proyecto y cárguelo





• Haga clic en el icono dentalshare



• Haga clic en 'crear cuenta



encad Dienta/DB 3.2 Elefana 8820 [Version 3.2 Engine build 8820] [-64-86-]	- = ×		dentalshare: action required
New Seve Duplicate Indication and Materials Or exceed default	Actions 🛓 🏚 🗘 🕅		dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com; <math="">\bigcirc \bigcirc \land Reply \land Reply \land Reply \land All \rightarrow Forward </dentalshare@exocad.com;>
Select the next action from the toolbar on the right	Design		To O <your account="" email="" exocad=""> Tue 1/30/2024 1:21 PM</your>
■ 24/04/2024 15:20 Due Case ID 0	Model Creator		중축 Translate message to: French Never translate from: English Translation preferences
dentist dev V 00123 Registration	Manufacture		Start your reply all with: I accept! This link does not work. Completed. (i) Feedback
Lama Useraar *			Dear <your dentalshare="" name="" user=""></your>
Technician II	dentalshare		Please accept the terms and conditions for using dentalshare at :
Notes Invitation	Copy	_ا کر	https://urldefense.com/v3/ https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=ex_firm-mail&token=7dbb3fb5-b034-4b19- 82a3-ca2f8ce35774 :!!!kTG1FeAtTwi309am78!5rG8Lue2Bkxrg1iVeMV1JBW08-00
Type notes here		A@A	nCuwySvCJTtkdUo877z0UOnDL3EMQKSh8wBOUz9xkEyXvk4PFw4Kzkbg7YqWE\$
Yee same laborations			Your login information:
Ø 30 PREVIEW [□] Media/documents Homesage Homesage		×X	Group: exocad
Create account Cancel			Login: <your dentalshare="" id=""></your>
			Yours sincerely, dentalshare service
Rean CAD CAD Con In Suplarer Cad Con Incole	exocad		This is an automatically generated message-
	v3.2-6820/64		

- Rellene la información solicitada
- Haga clic en "crear cuenta"
- Se enviará un correo electrónico a la dirección de su cuenta exocad

 Haga clic en el enlace proporcionado en el correo electrónico de dentalshare para aceptar los términos y condiciones de dentalshare







- Asegúrese de que su cuenta dentalshare está configurada para aceptar solicitudes de diseño
- Haga clic en "guardar cambios"



Activar la integracion exocad en IS Connect





• Inicie sesión en IS Connect



• Haga clic en el icono de configuración



DEXIS IS Connect	:		F & <u>\$</u>	• ?
\wp Search a case number, a patient or pa	artner. MCQ-7128			
22/03/2024	A			
MCQ-7128	15:24		atus Transferred	
Transferred			ite.arper@gmail.com) 🔻	
13/03/2024	Settings		× 124	
MCN-7977	Labor	ton Diaplay Form CAD Blatter	VB0092	
Transferred	Labor	CAD Platform	.24	
11/03/2024		•		
MCM-7954	Fields marked with * are required.		$\sim 7(0)$	
Iransterred				
MCM-7930	Name * sam seborn	(prod)	بط <mark>ا</mark>	Ê 🖶
Transferred	Email * smsseborn	ogmail.com		
21/02/2024				8 7
MBP-9987				
Iransterred			O DEVIS	
MBP-9963			DEXIS	
Transferred			\$)	
MBP-9957				
Transferred				1
MBP-9734				
Transferred	Cancel	Sava		
30/01/2024	Cancer	Save		
MAR-8624		Prescription		
Transferred	Kate Arper			
MAR-8598	10:20	(13) (21) (23)		
Transforrad	Kota Armar	14 (24		
()	115 cases			
Last update few seconds a	300	16	20	

• Haga clic en la pestaña 'Plataforma CAD



• Escriba su ID de dentalshare





Cambia el botón



- El botón cambia al estado "pendiente"
- Puede salir de IS Connect y esperar una invitación dentalshare





dentalshare contact request



dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com> To <your exocad email account>

 Translate message to: French
 Never translate from: English
 Translation preferences

~

© | S

ų,

...

3:27 PM

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link: <u>https://url/tefense.com/v3/_https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-</u> <u>contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-</u> <u>8fd032fd02ea ;!!!kTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmK</u> <u>WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZZb3Ac\$</u>

if you do not, please click this link: <u>https://urldefense.com/v3/__https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-</u> <u>contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-</u> <u>8fd032fd02ea__;!!kTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmK</u> WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30\$

Yours sincerely, dentalshare service

-- This is an automatically generated message --

- Recibe una invitación dentalshare de la cuenta DEXIS IS Connect
- Haga clic en el enlace para aceptarla



- Su invitación está confirmada
- Puede cerrar las pantallas de dentalshare





- Después de aceptar la invitación de dentalshare DEXIS IS Connect, el botón exocad en la configuración de IS Connect cambiará de pendiente a 'ON'
- Puede observarse un retraso
- La integración ya está registrada





 Debe iniciar sesión en dentalshare mientras está en exocad DB para que la integración esté activa

- Indication and Materials 💽 Imported from project Actions 💄 🏚 🛱 🔊 🕒 New 📂 Load 🔚 Save 🗈 Duplicate elect the next action from the toolbar on the rig Design 🕑 dentalshare 🗖 24/04/2024 15:20 🛅 Due 🗖 Case ID 0 dentist dev ~ 00123 Your dentalshare ID Manufacture A Name run, forest Ο 🔧 Technician - D -Notes Do not have a dentalshare account yet? create new account SI ST PREVIEW MEDIA/DOCUMENTS 43 42 41 31 32 Open in Explore exocad Digital impression scan
 - Inicie sesión en dentalshare desde exocad DB con su ID de dentalshare y seleccione «iniciar sesión automáticamente».

- Se abre dentalshare, puedes cerrarlo
- Los casos de IS Connect enviados a tu laboratorio se entregarán ahora como casos dentales.







© Dental Imaging Technologies Corporation. DEXIS is a trademark or registered trademark of Dental Imaging Technologies Corporation. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved; CPD-069-04797 revA

Anweisungen zur DEXIS-exocad Integration



Benötigtes konten



Select indications by clicking on teeth.	Patient Multi-die	eccel
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	* You and A to the
Technician		Cher profiles
Notes Type notes here		Monomer A See
StopReview	4 4 4 4 6 37 37 36	
R	45 (35) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	
Scare Coll Collection Copilities	Tooth shade Digital impression scan	exocad



🗆 IS Connect

🗆 exocad DB

□ exocad dentalshare



Haben Sie ein dentalshare-Konto?





Erstellen einer dentalshare ID





- Öffnen Sie exocad DB
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Laden

• Wählen Sie ein beliebiges Projekt und laden Sie es





Klicken Sie auf das dentalshare-Symbol



• Klicken Sie auf 'Konto erstellen'



esocad DentalDB 3.2 Elefsina 6820 [Version 3.2 Engine build 6820] [r64-8it-]	= = ×	
New Load New Couplicate Indication and Materials Indication and Ma	Actions 🛓 🏟 🏳 🕐	dentalshare: action required dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com: <math="">\textcircled{\begin{tabular}{c} & & \\ \hline \begin{tabular}{c} & & \\ \hline \begin{tabular}{c} & & \\ \hline \end{tabular} </dentalshare@exocad.com:>
Select the next action from the toolbar on the right 24/04/2024 15:20 Due Cesee ID 0 Cesee ID 0	Design	To O <your account="" email="" exocad=""> Tue 1/30/2024 1:21 PM Tue 1/30/2024 1:21 PM Tue 1/30/2024 1:21 PM</your>
L Clent ID dentistidev V 00123 Registration	Manufacture	Start your reply all with: l accept! This link does not work. Completed. I Feedback Dear <your dentalshare="" name="" user=""></your>
Technician Image: Constrained and Constrained an	Copy	Please accept the terms and conditions for using dentalshare at : https://urldefense.com/v3/ https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=eex/firm-mail&token=7dbb3fb5-b034-4b19-
Type notes here Issue analy Issue analy <td>Print</td> <td>A Curve Source Strate S</td>	Print	A Curve Source Strate S
Image: Star Star Star Star Star Star Star Star		Group: exocad Login: <your dentalshare="" id=""></your>
Create account Cancel		Yours sincerely, dentalshare service This is an automatically generated message-
Cap	exocad	

- Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus
- Klicken Sie auf 'Konto erstellen'
- Eine E-Mail wird an Ihre exocad-Konto-E-Mail-Adresse gesendet

• Klicken Sie auf den Link in der dentalshare-E-Mail, um die dentalshare-Bedingungen zu akzeptieren







- Vergewissern Sie sich, dass Ihr dentalshare-Konto so konfiguriert ist, dass es Designanfragen akzeptiert
- Klicken Sie auf "Änderungen speichern



Aktivieren der exocad integration in IS Connect





• Melden Sie sich bei IS Connect an



• Klicken Sie auf das Einstellungssymbol



DEXIS IS Connect	:			F & <u>\$</u>	¢ (?
${\cal O}$ Search a case number, a patient or pa	artner. MCQ-7128					
22/03/2024						
MCQ-7128	15:24		Status Transferre	d		
Transferred			te.a	rper@gmail.com) 🔻		
13/03/2024	Settings		× 24			
MCN-7977			180	092		
Transferred		Solatory Display Form CAD Platform				
11/03/2024						
MCM-7954	Fields marked with * are required.		~ 70			
Transferred						
MCM-7930	Name * sam seb	orn (prod)		5g 🖓	m l	
Transferred	Email * smssebr	m@mail.com	-			
21/02/2024		and grinds. com				
MBP-9987						
Transferred						
MBP-9963			13	DEXIS		
Transferred			5)			
MBP-9957						
Transferred						
MBP-9734						
Transferred	Canaal	Dava				
30/01/2024	Cancer	Save				
MAR-8624		Prescrip	nion			
Transferred	Kate Arper					
MAR-8598	10:20	(12) 11 21				
Transforred	Vota Arnor	14	(24)			
Ć	115 cases					
Last update few seconds a	00	16	26			

• Klicken Sie auf die Registerkarte 'CAD-Plattform'.



• Geben Sie Ihre dentalshare ID ein





• Schalten Sie die Schaltfläche



- Die Schaltfläche wechselt in den Status 'pending'.
- Sie können IS Connect beenden und auf eine dentalshare-Einladung warten





dentalshare contact request



dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com> To <your exocad email account>

 Translate message to: French
 Never translate from: English
 Translation preferences

`⊛ .

© | S

Ū.

...

3:27 PM

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link: <u>https://url/defense.com/v3/_https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-</u> <u>contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-</u> <u>8fd032fd02ea</u> ;!!lkTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcClCBxJedErYEORJScjeid3kQUmK WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZZb3Ac\$

if you do not, please click this link: <u>https://urldefense.com/v3/__https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-</u> <u>contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-</u> <u>8fd032fd02ea__;!!kTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmK</u> WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30\$

Yours sincerely, dentalshare service

-- This is an automatically generated message --

- Sie erhalten eine dentalshare-Einladung vom DEXIS IS Connect-Konto
- Klicken Sie auf den Link, um die Einladung anzunehmen



- Ihre Einladung wird bestätigt
- · Sie können die dentalshare-Bildschirme schließen



- Nachdem Sie die dentalshare-Einladung von DEXIS IS Connect angenommen haben, wird die Exocad-Schaltfläche in den IS Connect-Einstellungen von "Ausstehend" auf "Ein" umgestellt.
- Es kann eine Verzögerung auftreten
- Die Integration ist nun registriert





- Sie müssen in dentalshare angemeldet sein, während Sie sich in exocad DB befinden, um die Integration zu aktivieren
- Dentalshare öffnet sich, Sie können es schließen
- IS Connect-Fälle, die an Ihr Labor gesendet werden, werden jetzt als dentalshare geliefert.



 Melden Sie sich in dentalshare von exocad DB aus mit Ihrer dentalshare-ID an und wählen Sie 'automatisch anmelden'.







© Dental Imaging Technologies Corporation. DEXIS is a trademark or registered trademark of Dental Imaging Technologies Corporation. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved; CPD-069-04797 revA

Instruções de integração DEXIS-exocad



Contas necessarias







🗆 IS Connect

🗆 exocad DB

□ exocad dentalshare



Tem uma conta dentalshare?



DEXIS

Criar uma ID dentalshare





- Abrir o exocad DB
- Clique no botão carregar

• Selecione qualquer projeto e carregue-o





• Clique no ícone dentalshare



• Clique em "criar conta".



🧱 exocad DentalDB 3.2 Eletana 8820 [Version 3.2 Engine build 8820] [c64-86-]	- = ×	1-	
🕒 New 🕞 Load 🕞 Save R Duplicate Indication and Materials 💿 Imported from project File 🗸	Actions 💄 🏟 🖓 🕐	de	
Select the next action from the toolbar on the right 24/04/2024 15:20 Due Case ID 0 dentalShare o	Design	L Să	dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com;< td=""></dentalshare@exocad.com;<>
dentist dev v D0123 Registration	Manufacture	Star	rt your reply all with: I accept! This link does not work. Completed. (i) Feedback
runforest Passors*	dentalshare	Dear	r <your dentalshare="" name="" user=""></your>
Trechnician	Copy	Pleas https: 82a3 nCuv	se accept the terms and conditions for using dentalshare at : s://urldefense.com/v3/https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=exfirm-mail&token=7dbb3fb5-b034-4b19- 3-ca2f8ce35774;!!!kTG1FgAtTwi309am78!5rGRUpe2Bkxro1iVeMV1JRW08-QC wySvCJTtkdUo877z0UOnDL3EMQKSh8wBOU29xkEyXvk4PFw4Kzkbg7YgWE\$
So Description of the second		Your	login information:
Homepage Create account Cancel		Grou Logir	ip: exocad n: <your dentalshare="" id=""></your>
		Yours denta Thi	rs sincerely, talshare service iis is an automatically generated message-
Carry	exocad		

- Preencher as informações solicitadas
- Clique em 'criar conta'
- É enviado um e-mail para o e-mail da sua conta exocad

 Clique no link fornecido no e-mail dentalshare para aceitar os termos e condições dentalshare






- Certifique-se de que a sua conta dentalshare está configurada para aceitar pedidos de desenho
- Clique em "guardar alterações



Ativar a integração do exocad em IS Connect









• Clique no ícone de definições



DEXIS IS Connect				F & <u>&</u>	Ф	?
Search a case number, a patient or part	ther. MCQ-7128					
22/03/2024						
MCQ-7128	15:24		Status Iransferred			
Transferred			te.arp	er@gmail.com) 🔻		
13/03/2024	Settings		× (24			
MCN-7977	Labo	atony Display Form CAD Platform	VB009	12		
Transferred	Lubo	atory bisplay 1 ornin CAD Hadonin		\frown		
11/03/2024						
MCM-7954	Fields marked with * are required.			()		
Transferred					_	
MCM-7930	Name ^ sam sebon	i (prod)		50, F	$\widehat{\mathbf{m}}$	
Transferred	Email * smsseborn	@gmail.com				
21/02/2024						
MBF-9967						
Transiened						
MBP-9963			21			
Transferred			>1			
MBP-9957						
Transferred						1
MBP-9734						
Transferred	Cancel	Sava				
30/01/2024	Calicer	Save				
MAR-8624		Prescript	tion			
Transferred	Kate Arper					
MAR-8598	10:20	(12) (12) (13)				
Transforred	Vata Amar	14	(24)			
()	115 cases					
Last undate few seconds an		16	26			

• Clique no separador "Plataforma CAD"



• Introduza o seu ID dentalshare





• Mudar o botão



- O botão muda para o estado "pendente".
- Pode sair do IS Connect e esperar por um convite dentalshare





dentalshare contact request



dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com> To <your exocad email account>

🛐 Translate message to: French 🛛 Never translate from: English 🚽 Translation preferences

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link: <u>https://url/defense.com/v3/_https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-</u> <u>contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-</u> <u>8fd032fd02ea ;!!!kTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcClCBxJedErYEORJScjeid3kQUmK</u> <u>WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZZb3Ac\$</u>

~

© | S

ų,

...

3:27 PM

if you do not, please click this link: <u>https://urldefense.com/v3/__https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-</u> <u>contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-</u> <u>8fd032fd02ea__;!!kTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcClCBxJedErYEORJScjeid3kQUmK</u> WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30\$

Yours sincerely, dentalshare service

-- This is an automatically generated message --

- Recebe um convite dentalshare da conta DEXIS IS Connect
- Clique na ligação para o aceitar



- O convite é confirmado
- Pode fechar os ecrãs dentalshare





- Depois de ter aceite o convite dentalshare da DEXIS IS Connect, o botão exocad na definição IS Connect passará de pendente para "ON
- Poderá ser observado um atraso
- A integração está agora registada





 Tem de iniciar sessão no dentalshare enquanto estiver no exocad DB para tornar a integração ativa

- Indication and Materials Actions 💄 🏚 🛱 🕥 🕒 New 📂 Load 🔚 Save 🗈 Duplicate elect the next action from the toolbar on the rig Design 🕑 dentalshare 🗖 24/04/2024 15:20 🛅 Due 🗖 Case ID 0 dentist dev ~ 00123 Your dentalshare ID Manufacture A Name run, forest 🔧 Technician - D -Notes Do not have a dentalshare account yet? create new account SI ST PREVIEW MEDIA/DOCUMENTS 43 42 41 31 32 Open in Explore exocad Digital impression scan
 - Inicie sessão no dentalshare a partir do exocad DB com o seu ID dentalshare e selecione "iniciar sessão automaticamente".

- O Dentalshare abre-se, pode fechá-lo
- Os casos IS Connect enviados para o seu laboratório serão agora entregues como dentários







© Dental Imaging Technologies Corporation. DEXIS is a trademark or registered trademark of Dental Imaging Technologies Corporation. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved; CPD-069-04797 revA

Istruzioni per l'integrazione DEXIS-exocad



Conti necessari







🗆 IS Connect

🗆 exocad DB

□ exocad dentalshare



Avete un account dentalshare?





Creare un dentalshare ID





- Aprire il DB exocad
- Fare clic sul pulsante Carica

• Selezionare un progetto qualsiasi e caricarlo





• Fare clic sull'icona dentalshare



• Fare clic su "crea account"



a exocad DentalDB 3.2 Elefana 8820 [Version 3.2 Engine build 8820] [«64-88»]	- = ×	
New Load Save Indication and Materials O Imported from project file accord default	Actions 😩 🧔 🗘 😨	dentalshare: action required
Select the next action from the toolbar on the right	Design	dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com; To ○ <your account="" email="" exocad=""> Tue 1/30/2024 1:21 PI</your></dentalshare@exocad.com;
2 client DD Case ID 0 dentiat dev 00123 Registration	Model Creator	a '' infansiate message to: French Never translate from: English Infansiation preferences Start your reply all with: I accept! This link does not work. Completed. i Feedback
A Name Inconstant constant con	eetalshare	Dear <your dentalshare="" name="" user=""></your>
Image: Second	Copy	Please accept the terms and conditions for using dentalshare at : https://urldefense.com/v3/ https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action_eexfirm-mail&token=7dbb3fb5-b034-4b19- 82a3-ca2f8ce35774 ;!!!kTG1FgAtTwi309am78!5rGRUpe2Bkxro1iVeMV1JRW08-QC DCuwvSvCITtkdUo87720UOnDI 3EMOKSh8wBQU29xkFvXvk4PEw4K7kbg7YnWES
ype notes here y (***********************************		Your login information:
Homepage Create account Cancel		Group: exocad Login: <your dentalshare="" id=""></your>
Rem CAD Control Explore		Yours sincerely, dentalshare service This is an automatically generated message-
Digital improvision scan	exocad va.2.6820/64	

- Compilare le informazioni richieste
- Fare clic su "crea account".
- Viene inviata un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'account exocad

• Fare clic sul link fornito nell'e-mail di dentalshare per accettare i termini e le condizioni di dentalshare.







- Assicurarsi che l'account dentalshare sia configurato per accettare le richieste di progettazione.
- Fare clic su «Salva modifiche»



Abilitazione dell'integrazione di exocad in IS Connect









• Fare clic sull'icona delle impostazioni



DEXIS IS Connect	:		F & <u>\$</u>	• ?
\wp Search a case number, a patient or pa	artner. MCQ-7128			
22/03/2024	A			
MCQ-7128	15:24		atus Transferred	
Transferred			ite.arper@gmail.com) 🔻	
13/03/2024	Settings		× 124	
MCN-7977	Labor	ton Diaplay Form CAD Blatter	VB0092	
Transferred	Labor	CAD Platform	.24	
11/03/2024		•		
MCM-7954	Fields marked with * are required.		$\sim 7(0)$	
Iransterred				
MCM-7930	Name * sam seborn	(prod)	بط <mark>ا</mark>	Ê 🖶
Transferred	Email * smsseborn	ogmail.com		
21/02/2024				8 7
MBP-9987				
Iransterred			O DEVIS	
MBP-9963			DEXIS	
Transferred			\$)	
MBP-9957				
Transferred				1
MBP-9734				
Transferred	Cancel	Sava		
30/01/2024	Cancer	Save		
MAR-8624		Prescription		
Transferred	Kate Arper			
MAR-8598	10:20	(13) (21) (23)		
Transforrad	Kota Armar	14 (24		
()	115 cases			
Last update few seconds a	300	16	20	

• Fare clic sulla scheda «Piattaforma CAD»



• Digitare il proprio ID dentalshare





• Cambiare il pulsante



- Il pulsante passa allo stato "in attesa".
- Si può uscire da IS Connect e attendere un invito dentalshare





dentalshare contact request



dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com> To <your exocad email account>



🛐 Translate message to: French 🛛 Never translate from: English 🚽 Translation preferences

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link: <u>https://url/defense.com/v3/_https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-</u> <u>contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-</u> <u>8fd032fd02ea ;!!!kTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcClCBxJedErYEORJScjeid3kQUmK</u> <u>WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZZb3Ac\$</u>

if you do not, please click this link: https://urldefense.com/v3/__https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=declinecontact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea ;!!lkTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcClCBxJedErYEORJScjeid3kQUmK WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30\$

Yours sincerely, dentalshare service

-- This is an automatically generated message --

- Si riceve un invito a dentalshare dall'account DEXIS IS Connect
- Fare clic sul link per accettarlo



- L'invito è confermato
- Si possono chiudere le schermate di dentalshare



- Dopo aver accettato l'invito a dentalshare DEXIS IS Connect, il pulsante exocad nelle impostazioni di IS Connect passerà da "pending" a "ON".
- Si può osservare un ritardo
- L'integrazione è ora registrata





 Per rendere attiva l'integrazione, è necessario accedere a dentalshare mentre si è nel DB di exocad.

- Indication and Materials Actions 💄 🏚 🛱 🕥 🕒 New 📄 Load 🗮 Save 🗈 Duplicate elect the next action from the toolbar on the rig Design 🕑 dentalshare 🗖 24/04/2024 15:20 🛅 Due 🗖 Case ID 0 dentist dev ~ 00123 Your dentalshare ID Manufacture A Name run,forest Ο 🔧 Technician - D -Notes Do not have a dentalshare account yet? create new account SI PREVIEW DEDIA/DOCUMENTS 43 42 41 31 32 open in Explore exocad Digital impression scan
 - Accedere a dentalshare da exocad DB con il proprio ID dentalshare e selezionare "Accedi automaticamente".

- Dentalshare si apre, si può chiudere
- I casi IS Connect inviati al vostro laboratorio saranno ora consegnati come dentalshare







© Dental Imaging Technologies Corporation. DEXIS is a trademark or registered trademark of Dental Imaging Technologies Corporation. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved; CPD-069-04797 revA

Instruktioner för integration av DEXIS-exocad



Nödvändiga konton



Indication and Materials

Image: Constrained and Materials

Image: Constrained



🗆 IS Connect

□ exocad DB

 \Box exocad dentalshare



Har du ett dentalshare-konto?





Skapa ett dentalshare ID





- Öppna exocad DB
- Klicka på laddningsknappen

• Välj valfritt projekt och ladda det





• Klicka på dentalshare-ikonen



• Klicka på "skapa konto"



exceed Dentations 3.2 Enterna 8820 [Version 3.2 Engine build 8820] [-64-86-]	Actions • • •	dentalshare: action required
Indication and Materials Proposed form project for Select the next action from the toolbar on the right 24/04/2024 15:20 Due Clear 00 00 0123 0123 0123 0123 0123 0123 1 Name 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17 17 18 19 19 10 10 10 10 10 10 10 <td< td=""><td>Actions Actions Copy Copy Print</td><td></td></td<>	Actions Actions Copy Copy Print	
Create account Cancel C	exocad	Yours sincerely, dentalshare service This is an automatically generated message-

- Fyll i begärd information
- Klicka på 'skapa konto'
- Ett e-postmeddelande skickas till din exocad-konto-e-post

Klicka på länken i dentalshare-mejlet för att acceptera dentalshare-villkoren







- Se till att ditt dentalshare-konto är konfigurerat för att acceptera designförfrågningar
- Klicka på "spara ändringar"



Aktivera exocad I IS Connect







• Logga in på IS Connect

• Klicka på inställningsikonen



DEXIS IS Connect	► < <u>2</u>	?
Search a case number, a patient or pa	MCQ-7128	
22/03/2024		
MCQ-7128	15.24 Status Iransterred	
Transferred	te.arper@gmail.com) 🔻	
13/03/2024	Settings X 24	
MCN-7977	Aboratory Display Form CAD Platform	
Transferred		
11/03/2024		
Transforred	Fields marked with * are required.	
MCM-7930	Name sam seborn (prod)	
I ransferred	Email * smssebom@gmail.com	
21/02/2024 MRP-9987		
Transferred		
NDD 0000		
MBP-9963		
MBP-9957		
Transferred		
MBP-9734		
Transferred	Cancel Save	
30/01/2024		
MAR-8624	Prescription	
Iransferred	Kate Arper	
MAR-8598		
Transformed	14 (24) 115 cases (15) (26)	
C)		
Last update few seconds as		

• Klicka på fliken 'CAD-plattform'



• Skriv in ditt dentalshare-ID




• Växla knappen



- Knappen ändras till "väntande" tillstånd
- Du kan avsluta IS Connect och vänta på en inbjudan till dentalshare





dentalshare contact request



dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com> To <your exocad email account>

Translate message to: French Never translate from: English Translation preferences

· ه ا

٢ 6 Ū,

...

3:27 PM

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link: https://url/tefense.com/v3/ https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=acceptcontact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea ;!!!kTG1FgAtTwi309am78!6urWMs 6iCZfyAwTxcVwGY eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmK WPw4s8zWf4KWWmNoj 5gD05Sqbiv62VZZb3Ac\$

if you do not, please click this link: https://urldefense.com/v3/ https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=declinecontact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea ;!!!kTG1FgAtTwi309am78!6urWMs 6iCZfyAwTxcVwGY eugcClCBxJedErYEORJScjeid3kQUmk WPw4s8zWf4KWWmNoj 5gD05Sqbiv62s4kiM30\$

Yours sincerely, dentalshare service

-- This is an automatically generated message --

- Du får en dentalshare-inbjudan från DEXIS IS Connect-kontot
- Klicka på länken för att acceptera den •



- Din inbjudan är bekräftad •
- Du kan stänga dentalshare-skärmarna •





- När du har accepterat dentalshare-inbjudan från DEXIS IS Connect kommer exocad-knappen i IS Connect-inställningarna att ändras från väntande till "ON
- En fördröjning kan observeras
- Integrationen är nu registrerad





- Du måste vara inloggad i dentalshare medan du är i exocad DB för att göra integrationen aktiv
- Dentalshare öppnas, du kan stänga det
- IS Connect-fall som skickas till ditt labb kommer nu att levereras som dental



• Logga in i dentalshare från exocad DB med ditt dentalshare-ID och välj "logga in automatiskt







© Dental Imaging Technologies Corporation. DEXIS is a trademark or registered trademark of Dental Imaging Technologies Corporation. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved; CPD-069-04797 revA

Instrcuties voor DEXIS-exocad integratie



Benodigde accounts



Indication and Materials

Image: Constrained and Materials

Image: Constrained



🗆 IS Connect

🗆 exocad DB

□ exocad dentalshare



Hebt u een dentalshare-account? du ett dentalshare-konto?



e

DEXIS

Maak een dentalshare ID aan





- Open exocad DB
- Klik op de knop Laden

• Selecteer een willekeurig project en laad het





• Klik op het dentalshare-pictogram



• Klik op 'account aanmaken



mexocad DentaIDB 3.2 Elefsina 8820 [Version 3.2 Engine build 8820] [-64-Bit-]	_ = ×		
New Seve Duplicate Indication and Materials Composited from project file +	Actions 🛓 🏟 ᢨ 🕐	C	dentalshare: action required
Select the next action from the toolbar on the right		($\begin{array}{ c c c c c c c c } \hline \begin{tabular}{ c c c c c c c } \hline \begin{tabular}{ c c c c c c c c } \hline \begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
■ 24/04/2024 15:20 Due Cose ID 0	Model Creator	a	ranslate message to: French Never translate from: English Translation preferences
dentist dev v 00123 Registration	Manufacture	S	Start your reply all with: I accept! This link does not work. Completed. (i) Feedback
Lame	•	De	ear <your dentalshare="" name="" user=""></your>
Technician 10 57	dentalshare	Ple	lease accept the terms and conditions for using dentalshare at :
Notes Database Records and re	Print		ttps://urldefense.com/v3/_https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=exfirm-mail&token=7dbb3fb5-b034-4b19- 2a3-ca2f8ce35774_;!!!kTG1FgAtTwi309am78!5rGRUpe2Bkxro1iVeMV1JRW08-QC
Type notes here			
Vice areas (balayouting Annual		Yo	pur login information:
CO 30 PREVIEW 2 MEDIA/DOCUMENTS		Gr	roup: exocad
Create account		L	
		Yo de	ours sincerely, entalshare service
22 41/c1/22			This is an automatically generated message-
Color mole Color stude Color	exocad		

- Vul de gevraagde informatie in
- Klik op 'account aanmaken'
- Er wordt een e-mail verzonden naar het e-mailadres van uw exocad-account

• Klik op de link in de e-mail van dentalshare om de algemene voorwaarden van dentalshare te accepteren









- Zorg ervoor dat uw dentalshare-account is geconfigureerd om ontwerpaanvragen te accepteren
- Klik op 'wijzigingen opslaan



Inschakelen exocad integratie in IS Connect









• Klik op het pictogram Instellingen



DEXIS IS Connect	► < <u>2</u>	?
Search a case number, a patient or pa	MCQ-7128	
22/03/2024		
MCQ-7128	15.24 Status Iransterred	
Transferred	te.arper@gmail.com) 🔻	
13/03/2024	Settings X 24	
MCN-7977	Aboratory Display Form CAD Platform	
Transferred		
11/03/2024		
Transforred	Fields marked with * are required.	
MCM-7930	Name sam seborn (prod)	
I ransferred	Email * smssebom@gmail.com	
21/02/2024 MRP-9987		
Transferred		
NDD 0000		
MBP-9963		
MBP-9957		
Transferred		
MBP-9734		
Transferred	Cancel Save	
30/01/2024		
MAR-8624	Prescription	
Iransferred	Kate Arper	
MAR-8598		
Transformed	14 (24) 115 cases (15) (26)	
C)		
Last update few seconds as		

• Klik op het tabblad 'CAD-platform'



• Typ uw dentalshare ID in





• Schakel de knop



- De knop verandert in de status 'in afwachting van'.
- U kunt IS Connect afsluiten en wachten op een dentalshareuitnodiging.





dentalshare contact request



dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com> To <your exocad email account>

🛐 Translate message to: French Never translate from: English Translation preferences

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link: <u>https://url/defense.com/v3/_https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-</u> <u>contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-</u> <u>8fd032fd02ea</u> ;!!!kTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcClCBxJedErYEORJScjeid3kQUmK WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZZb3Ac\$

~

© | S

Ū,

...

3:27 PM

if you do not, please click this link: <u>https://urldefense.com/v3/__https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-</u> <u>contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-</u> <u>8fd032fd02ea__;!!kTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmK</u> WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30\$

Yours sincerely, dentalshare service

-- This is an automatically generated message --

- U ontvangt een uitnodiging voor dentalshare van uw DEXIS IS Connect account.
- Klik op de link om deze te accepteren



- Uw uitnodiging is bevestigd
- U kunt de dentalshare-schermen sluiten



- Nadat u de dentalshare-uitnodiging van DEXIS IS Connect hebt geaccepteerd, schakelt de knop exocad in de IS Connect-instelling over van 'in behandeling' naar 'aan'.
- Er kan een vertraging optreden
- De integratie is nu geregistreerd





• U moet ingelogd zijn bij dentalshare terwijl u in exocad DB bent om de integratie actief te maken.

- Indication and Materials Actions 💄 🏚 р 🖗 🕥 New Load Rave Duplicate elect the next action from the toolbar on the rig Design dentalshare 🗖 24/04/2024 15:20 🛅 Due 🗖 Case ID 0 dentist dev ~ 00123 Your dentalshare ID Manufacture A Name run, forest Ο 🔧 Technician - D -Notes Do not have a dentalshare account yet? create new account SI PREVIEW DE MEDIA/DOCUMENTS 43 42 41 31 32 open in Explore exocad Digital impression scan
 - Meld u aan bij dentalshare vanuit exocad DB met uw dentalshare ID en selecteer 'automatisch aanmelden'.

- Dentalshare wordt geopend, u kunt het sluiten
- IS Connect casussen die naar uw lab worden verzonden, worden nu geleverd als dentalshare.







© Dental Imaging Technologies Corporation. DEXIS is a trademark or registered trademark of Dental Imaging Technologies Corporation. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved; CPD-069-04797 revA

Instrcuties voor DEXIS-exocad integratie



Benodigde accounts



Indication and Materials

Indication and Mate



🗆 IS Connect

□ exocad DB

□ exocad dentalshare



Hebt u een dentalshare-account?



DEXIS

Maak een dentalshare ID aan





- Open exocad DB
- Klik op de knop Laden

• Selecteer een willekeurig project en laad het





• Klik op het dentalshare-pictogram



• Klik op 'account aanmaken



exocad Denta(D8 3.2 Elefsina 8820 [Version 3.2 Engine build 8820] [-64-8t-]	- = ×	
New Load Save Indication and Materials Organization and Materials	Actions 🛓 🏚 🎝 🕲	dentalshare: action required dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com: <math="">\bigcirc \bigcirc \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </dentalshare@exocad.com:>
Select the next action from the toolbar on the right 2 //04/2024 15:20 0 10 <td< td=""><td>Design Model Creator Manufacture dentalshare Copy Print</td><td>dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com:< td=""> Image: Complete in the image: Complete in th</dentalshare@exocad.com:<></td></td<>	Design Model Creator Manufacture dentalshare Copy Print	dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com:< td=""> Image: Complete in the image: Complete in th</dentalshare@exocad.com:<>
Create account Cancel	exocad	Your login information: Group: exocad Login: Yours sincerely, dentalshare service This is an automatically generated message-

- Vul de gevraagde informatie in
- Klik op 'account aanmaken'
- Er wordt een e-mail verzonden naar het e-mailadres van uw exocad-account

• Klik op de link in de e-mail van dentalshare om de algemene voorwaarden van dentalshare te accepteren







- Zorg ervoor dat uw dentalshare-account is geconfigureerd om ontwerpaanvragen te accepteren
- Klik op 'wijzigingen opslaan



Inschakelen exocad integratie in IS Connect









• Klik op het pictogram Instellingen



DEXIS IS Conne	ect	F 4 24 \$ (?)
\wp Search a case number, a patient	or partner. MCQ-7128	
22/03/2024	â	Otatus Transformed
MCQ-7128	15:24	Status Iransterred
Transferred		ite.arper@gmail.com) 🔻
13/03/2024	Settings	× ⁽²⁴
MCN-7977		aboratory Display Form CAD Platform :24
Transferred		
11/03/2024	_	
WCW-7954	Fields marked with * are required.	
Tansierieu	Name I	
MCM-7930	Name sams	eborn (prod) 🔤 🐺 📅 🖶
Transferred	Email * smsse	ebom@gmail.com
21/02/2024 MRR 0097		
Transforred		
Talisierieu		
MBP-9963		2)
Iransterred		
MBP-9957		
Transferred		
MBP-9734		
Transferred	Cancel	Save
30/01/2024		
MAR-8624		Prescription
Transferred	Kate Arper	
MAR-8598	10:20	
Transforred	Kata Armar	
Ć)	115 cases 1	
Last update few seco	nds ago	

• Klik op het tabblad 'CAD-platform'



• Typ uw dentalshare ID in





• Schakel de knop



- De knop verandert in de status 'in afwachting van'.
- U kunt IS Connect afsluiten en wachten op een dentalshareuitnodiging.





dentalshare contact request



dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com> To <your exocad email account>

Translate message to: French Never translate from: English Translation preferences

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link: <u>https://url/defense.com/v3/_https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-</u> <u>contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-</u> <u>8fd032fd02ea</u> ;!!!kTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcClCBxJedErYEORJScjeid3kQUmK WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZZb3Ac\$

~

© | S

Ū,

...

3:27 PM

if you do not, please click this link: <u>https://urldefense.com/v3/__https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=decline-</u> <u>contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-</u> <u>8fd032fd02ea__;!!kTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcCICBxJedErYEORJScjeid3kQUmK</u> WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30\$

Yours sincerely, dentalshare service

-- This is an automatically generated message --

- U ontvangt een uitnodiging voor dentalshare van uw DEXIS IS Connect account.
- Klik op de link om deze te accepteren



- Uw uitnodiging is bevestigd
- U kunt de dentalshare-schermen sluiten





- Nadat u de dentalshare-uitnodiging van DEXIS IS Connect hebt geaccepteerd, schakelt de knop exocad in de IS Connect-instelling over van 'in behandeling' naar 'aan'.
- Er kan een vertraging optreden
- De integratie is nu geregistreerd





• U moet ingelogd zijn bij dentalshare terwijl u in exocad DB bent om de integratie actief te maken.

- Indication and Materials Actions 💄 🏚 р 🖗 🕥 New Load Rave Duplicate elect the next action from the toolbar on the rig Design dentalshare 🗖 24/04/2024 15:20 🛅 Due 🗖 Case ID 0 dentist dev ~ 00123 Your dentalshare ID Manufacture A Name run, forest Ο 🔧 Technician - D -Notes Do not have a dentalshare account yet? create new account SI PREVIEW DE MEDIA/DOCUMENTS 43 42 41 31 32 open in Explore exocad Digital impression scan
 - Meld u aan bij dentalshare vanuit exocad DB met uw dentalshare ID en selecteer 'automatisch aanmelden'.

- Dentalshare wordt geopend, u kunt het sluiten
- IS Connect casussen die naar uw lab worden verzonden, worden nu geleverd als dentalshare.






© Dental Imaging Technologies Corporation. DEXIS is a trademark or registered trademark of Dental Imaging Technologies Corporation. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved; CPD-069-04797 revA

DEXIS-exocadの統合手順



必要なアカウント







🗆 IS Connect

□ exocad DB

□ exocad dentalshare



Dentalshare アカウントをお持ちですか?



https://wiki.exocad.com/wiki/index.php/Signing_up_to_Dentalshare

e

DEXIS

Dentalshare IDを作成する





• exocad DBを開く

プロジェクトを選択し、ロードします。

ロードボタンをクリックしてください。





• dentalshare アイコンをクリックします。



アカウント作成をクリック





- 必要な情報を入力
- アカウント作成」をクリック
- exocadアカウントのアドレスにメールが送信されます。

 Dentalshare からのメールに記載されているリンクをクリックし、 dentalshare の利用規約に同意してください。







- あなたの dentalshare アカウントがデザイン依頼を受け付けるように設定されていることを確認してください。
- 変更を保存」をクリックします。



IS CONNECT で exocad 統 合を有効にする









設定アイコンをクリックします。



155

DEXIS IS Connect	F < 😫 🌣 🕐
\wp Search a case number, a patient or part	er. MCQ-7128
22/03/2024	
MCQ-7128	15.24 Status Transferred
Transferred	te.arper@gmail.com) ▼
13/03/2024	Settings × 24
MCN-7977	4B0092
Transferred	Laboratory Display Form CAD Platform 124
11/03/2024	
MCM-7954	Fields marked with * are required.
Transferred	
MCM-7930	Name * sam seborn (prod)
Transferred	
21/02/2024	Email smssebom@gmail.com
MBP-9987	
Transferred	
MBP-9963	
Transferred	3)
MBP-9957	
Transferred	
MDD 0734	
Transforred	
30/01/2024	Cancel Save
MAR-8624	
Transferred	Kate Amer
MAD 9509	
Transformed	
25	115 cases (15) (25)
Q	
Last update few seconds ago	

• CADプラットフォーム」タブをクリックします。



• Dentalshare IDを入力します。





ボタンを押す



- ボタンが「保留」状態に変わります。
- IS Connectを終了し、dentalshareの招待を待つことができます。





dentalshare contact request



dentalshare by exocad <dentalshare@exocad.com> To <your exocad email account>

Translate message to: French Never translate from: English Translation preferences

Dear <your dentalshare ID>

DEXIS IS Connect wants to offer a dentalshare community contact to you.

If you want to accept this contact, please click this link: <u>https://urltefense.com/v3/_https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=accept-</u> <u>contact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-</u> <u>8fd032fd02ea ;!!lkTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcClCBxJedErYEORJScjeid3kQUmK</u> <u>WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62VZZb3Ac\$</u>

5 (%)

 \odot

Ū.

...

3:27 PM

if you do not, please click this link: https://urldefense.com/v3/__https://secure.exocad.com/dentalshare/request?action=declinecontact&token=0f6bd346-dd7f-47c8-91f7-8fd032fd02ea ;!!!kTG1FgAtTwi309am78!6urWMs_6iCZfyAwTxcVwGY_eugcClCBxJedErYEORJScjeid3kQUmK WPw4s8zWf4KWWmNoj_5gD05Sqbiv62s4kiM30\$

Yours sincerely, dentalshare service

-- This is an automatically generated message --

DEXIS IS Connectアカウントから dentalshare の招待状が届きま

す。

リンクをクリックして承諾します。



- 招待が確定します。
- dentalshare 画面を閉じることができます。







- dentalshare DEXIS IS connect 招待を承認すると、IS Connect 設定のexocadボタンが「保留」から「有効」に変わります。
- 遅延が発生する場合があります。
- これで統合が登録されました。





 統合をアクティブにするには、exocad DBで dentalshareにログインする必要があります。

- Indication and Materials 💿 Imported from project file Actions 💄 🏚 🏳 🕐 🕒 New 📄 Load 🗮 Save 🗈 Duplicate Select the next action from the toolbar on the rig Design 🕑 dentalshare 🛱 24/04/2024 15:20 🛅 Due 🗖 Case ID 0 dentist dev ~ 00123 Your dentalshare ID Manufacture 1 Name run,forest Ο dentalsh 🔧 Technician 0 - 10 -Notes Do not have a dentalshare account yet? create new account or SI ST PREVIEW MEDIA/DOCUMENTS 43 42 41 31 32 Open in Explore exocad Digital impression scan
- exocad DB からdentalshare ID でサインインし、
 'sign in automatically'を選択します。

- dentalshare が開きますの
 で、閉じてください。
- IS Connectでラボに送られ た症例が dentalshare で配 信されます。







© Dental Imaging Technologies Corporation. DEXIS is a trademark or registered trademark of Dental Imaging Technologies Corporation. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved; CPD-069-04797 revA